

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu — PROCEDURA

### Skanowanie cienkich szlifów

# Przygotowanie do pracy

- Przygotować szlify do skanowania.
- Założyć odpowiedni katalog na dysku.
- Podłączyć skaner do komputera.
- Włączyć skaner.

# Praca z programem EPSON Scan

- Włączyć oprogramowanie EPSON Scan.
  Instalator sterowników skanera dostępny w lokalizacji: Public\Sprzęt i programy\Software\\_Sterowniki\Epson
- Ustawić parametry w programie:
  - Tryb profesjonalny.
  - Typ: FILM.
  - Typ filmu: FILM POZYTYWOWY.
  - Rozdzielczość: 2400 DPI.
  - Maska wyostrzająca.

# Obsługa skanera

- Ściągnąć białą osłonę z pokrywy skanera.
- Nałożyć uchwyt do filmów i klisz.
- Ułożyć pierwszą folię polaryzacyjną na szybie skanera.
- Włożyć szlif do dołu skanera (może być w uchwycie).
  Strop zawsze w stronę przycisków na obudowie urządzenia.
- Ułożyć drugą folię polaryzacyjną na szlifie, prostopadle do pierwszej folii.

• Surowy obraz zapisać w formacie .bmp.

Nazwa pliku musi odpowiadać oznaczeniu szlifu.

Dodatkowo, pliki należy numerować. Zależnie od maksymalnej liczby szlifów, numerację zacząć od 1, 01 lub 001, tak aby każda liczba porządkowa miała zawsze rozwinięcie równe liczbie porządkowej ostatniego ze szlifów. Ułatwi to właściwe sortowanie plików przez system i oprogramowanie.

#### Przykłady:

- Jezioro ABC, 9 szlifów: 1, 2 ..., 9.
- Jezioro DEF, 10 szlifów: 01, 02, ..., 10.
- Jezioro GHI: 100 szlifów: 001, 002, ..., 100.
- Skopiować pliki na serwer.

 $Public \setminus Data \setminus lake\_thin\text{-}sections \setminus country \setminus JJJ \setminus RRRR$ 

Tab. 1. Opis oznaczeń wykorzystywanych w ścieżce.

id	kod	znaczenie
1	country	kraj
2	JJJ (dowolna długość)	jezioro
2	RRRR	rok

### Rejestr zmian

01.12.2022, MZ – wersja inicjalna Quarto. Rozwinięcie treści.

Maurycy Żarczyński 2022-12-10